

CHECKLIST DE BANCADA — PREPARAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Laboratório:

Número da placa: _____

Responsável: _____

Data: ____ / ____ / ____

1. Verificação inicial (ANTES DE COMEÇAR)

- ☐ Número da placa definido na planilha **Controle de Placas e Lanes_CMMZ.xlsx**
 - ☐ Planilha da placa preenchida com: responsável, kit de preparação, data de início
 - ☐ Checklist impresso e colado no caderno de laboratório
 - ☐ Kit de preparação confirmado: ☐ Kapa HyperPrep ☐ NEBNext ☐ QIAseq ☐ Outro: _____
 - ☐ Índices selecionados na aba correta da planilha: ☐ iTru ☐ NEBNext ☐ QIAseq
 - ☐ Posição dos Índices selecionados na placa informados de forma correta da planilha (para índices iTru, posição do i5 pode ser diferente do i7; para índices NEB ou QIAseq, posição do i5 e i7 é sempre a mesma)
 - ☐ Combinação de índices **não duplicada (checagem obrigatória para iTru. Para NEB e QIAseq, índices já são combinações únicas.)**
-

2. Amostras e DNA

- ☐ Espécie copiada da planilha de extração
 - ☐ Código de extração conferido
 - ☐ Concentração de DNA registrada
 - ☐ Volume de eluição da extração atualizado
 - ☐ Quantidade total de DNA confirmada: _____
 - ☐ Parâmetros de sonicação definidos (se aplicável)
-

3. Preparação das bibliotecas

- ☐ Colunas **Data e Técnico** preenchidas na execução
 - ☐ Tubos identificados com **número da amostra**
 - ☐ Índices registrados nas colunas correspondentes
 - ☐ Colunas automáticas (sequências de índice) conferidas
-

4. Identificação dos tubos

- ☐ Nome da biblioteca na **tampa** conforme coluna R
 - ☐ Nome da biblioteca na **lateral** conforme coluna S
 - ☐ Identificação inclui: ☐ número da placa ☐ número da amostra ☐ Pre-PCR ou Pós-PCR
-

5. Armazenamento das bibliotecas

- ☐ Bibliotecas armazenadas em caixa identificada como: **CMMZ-Placa_____Bibliotecas**
 - ☐ Tubos organizados conforme ordem da planilha
-

6. Enriquecimento (se aplicável)

- ☐ Enriquecimento marcado na planilha: ☐ Sim ☐ Não
 - ☐ Kit de enriquecimento registrado
 - ☐ Número de pools definido
 - ☐ Número de amostras por pool registrado
-

7. Sequenciamento

- ☐ Pool de sequenciamento preparada
 - ☐ Número de amostras na pool registrado
 - ☐ Lane de sequenciamento definida
 - ☐ Mais de uma placa por lane? ☐ Não ☐ Sim → Placa combinada: _____
-

8. Registro final

- ☐ Datas de início e término registradas
- ☐ Imagens de gel coladas na aba **Bibliotecas** (se aplicável)
- ☐ Planilha **Controle de Placas e Lanes** atualizada
- ☐ Dados prontos para envio ao centro de sequenciamento

Assinatura do responsável